



BETRIEBSANLEITUNG
HORNHAUTANALYSEGERÄT

CA-200F CORNEAL ANALYSER

HINWEISE

Zur Installation zusammen mit externen Geräten:

Das Hornhautanalysegerät CA-200F erfüllt die CE-Markierungsvorschriften.

Bevor Sie daran ein externes Gerät (Computer, Drucker, Monitor, Tastatur, Maus, Spaltlampe) anschließen, prüfen Sie bitte, dass diese Geräte die Norm EN 60950-1 erfüllen und das CE-Kennzeichen haben.

Wird das Hornhautanalysegerät CA-200F in einem Raum für medizinische Zwecke aufgestellt, müssen alle daran angeschlossenen Computer und Drucker über einen isolierten Trafo angeschlossen werden, der die Norm IEC 60601-1 erfüllt.

Wird das Hornhautanalysegerät CA-200F in einem Raum für medizinische Zwecke aufgestellt, jedoch nicht an einen Computer angeschlossen, ist kein solcher isolierter Trafo nötig. Wird ein Drucker direkt an das Hornhautanalysegerät CA-200F angeschlossen, müssen beide Geräte über einen isolierten Trafo angeschlossen werden, der die Norm IEC 60601-1 erfüllt.

Sollte mit dem Gerät ein Unfall oder Fast-Unfall auftreten, melden Sie dies bitte an:

Hersteller

Hesp Technology S.r.l.
Via C. E. Gadda, 15
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
Italien

Bei technischen Fehlern oder zur Benachrichtigung des Kundendienstes wenden Sie sich bitte an:

Händler

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
Essebaan 11
2908 LJ Cappelle A/D IJssel
NIEDERLANDE

ACHTUNG



WARNING

Das Gerät CA-200F darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil bzw mit dem speziellen Netzteil EXM 80 5118 für medizinische Nutzung betrieben werden.

VORGESEHENE VERWENDUNG

Verwendung:

Das CA-200F ist ein Hornhautanalysegerät mit integriertem Pupillographen.
Das Gerät nimmt Bilder von der Hornhaut auf und analysiert deren Topographie.

Die Software wählt dazu aus der aufgenommenen Bildfolge das am besten fokussierte Bild aus.

Zur Bilderstellung werden die vom Konus reflektierten Ringe der Scheibe verwendet, um eine topographische Karte der Hornhaut zu berechnen. Anhand der topographischen Kartendaten wird dann ein Satz Parameterindizes zu der Messung erstellt.

Diese Art der Hornhautanalyse hat folgende Anwendungen:

- Hornhautmessung für Diagnoseinstrumente
- Hornhaut- und Pupillenmessungen für die Anpassung von Kontaktlinsen
- Fluoreszenzanalyse für die Kontaktlinsenpositionierung
- Pupillenmessung zu Erkennung spezifischer Pathologien

Anwender:

Augenspezialisten, Augenärzte, Optiker, Optometriker.
Dieses Instrument darf nur von qualifizierten Fachleuten benutzt werden.

Einrichtungen:

Gesundheitszentren, Optikerläden, Augenkliniken und andere auf Augenheilkunde spezialisierte Einrichtungen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für das Hornhautanalysegerät TOPCON CA-200F entschieden haben.

Die sehr intuitive und benutzerfreundliche Software und das ganz auf den Patientenkomfort hin ausgerichtete Design machen das CA-200 zu einem der beliebtesten Hornhautanalysegeräte auf dem Markt.

Dieses Instrument analysierte alle Arten von Hornhautkarten: Axial, Sofortbild mit 2D-Darstellung.

Das Gerät ermöglicht außerdem die Simulierung von Kontaktlinsen und erstellt 3D-Karten zur Analyse der Wellenfront-Hornhautaberrationen.

Hinweise:

Dieses Handbuch beschreibt das Hornhautanalysegerät TOPCON CA-200F einschließlich aller Funktionen, grundlegenden Betriebsvorgängen, der Gerätereinigung und seiner Aufbewahrung.

Bitte lesen Sie für einen problemlosen Einsatz des Geräts diese Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch.

Setzen Sie das Gerät nur an einem sicheren Ort ein.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses elektronische Gerät ist ein Präzisionsinstrument. Verwenden und lagern Sie es nur an geeigneten Orten mit normalen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdruckbedingungen. Vermeiden Sie die Einwirkung von direktem Sonnenlicht auf das Gerät.

Um keine Funktionsstörungen zu erleiden, darf das Gerät keinen Vibrationen ausgesetzt werden.

Schließen Sie vor dem Einschalten alle Kabel korrekt an.

Verwenden Sie nur die empfohlene Netzspannung.

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker aus und schützen das Gerät gegen Sonnenlicht und Staub.

Genaue und verlässliche Messungen sind nur mit einem sauberen und staubfreien Messkonus möglich.

Dieses Produkt entspricht der EMK-Norm (IEC 60601-1-2:2001).

- ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE erfordern besondere Maßnahmen zur Gewährleistung elektromagnetischer Kompatibilität und müssen unter Beachtung der in diesem Handbuch beschriebenen EMK-Information aufgestellt und eingerichtet werden.
- Tragbare Geräte für Funkkommunikation können mit medizinischen Geräten in Interferenz geraten.
- Die Verwendung von Zubehöerteilen oder Kabeln, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert oder als geeignete Ersatzteile dafür ausgewiesen sind, können zu verstärkter Funkstrahlung oder verringerter Funksicherheit des Geräts oder gesamten Systems führen.
- Das Gerät darf nicht in mechanischem Kontakt mit anderen Geräten verwendet werden. Ist es unmöglich, das Gerät nicht in Kontakt mit anderen Instrumenten zu halten, prüfen Sie seine uneingeschränkte Funktionsfähigkeit in der jeweiligen Konfiguration.

EMK-Tabelle

Strahlungsaspekte		
Das CA-200F wurde für den Einsatz in den unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebungen entworfen. Der Kunde oder Bediener des Geräts muss dafür sorgen, dass es nur unter den beschriebenen geeigneten Bedingungen verwendet wird.		
Strahlungstest	Konformität	Elektromagnetische Umgebung - Richtlinien
RF-Strahlung CISPR 11	Gruppe 1	The CA-200F verwendet RF-Energie ausschließlich für die interne Funktion. Daher ist die RF-Strahlung sehr gering und ist es nicht wahrscheinlich, dass dadurch Interferenzen mit in der Nähe befindlichen elektronischen Geräten verursacht werden.
RF-Strahlung CISPR 11	Klasse B	Das CA-200F eignet sich für die Anwendung in allen Einrichtungen, einschließlich des häuslichen Bereichs und aller Bereiche, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für den Hausgebrauch mit Strom versorgt.
Oberschwingungen IEC 61000-3:2	Klasse A Erfüllt	Das Gerät kann in allen öffentlichen oder privaten Gebäuden an das normale Haus-Stromnetz angeschlossen werden.
Netzspannungsschwankungen/ Flimmern IEC 61000-3:3	Erfüllt	

Störfestigkeitsaspekte			
Das CA-200F wurde für den Einsatz in den unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebungen entworfen. Der Kunde oder Bediener des CA-200F muss dafür sorgen, dass es nur unter den beschriebenen geeigneten Bedingungen verwendet wird.			
Störfestigkeitstest	EN 60601-1-2 Prüfebene	Konformitätsebene	Elektromagnetische Umgebung - Richtlinien
Elektrostatische Entladungen (ESE) EN 61000-4-2	$\pm 6\text{kV}$ Kontakt $\pm 8\text{kV}$ Luft	$\pm 6\text{kV}$ Kontakt $\pm 8\text{kV}$ Luft	Die Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Fliesen bestehen. Wenn ein Fußbodenbelag aus einem synthetischem Material vorhanden ist, muss die relative Luftfeuchtigkeit bei mindestens 30% liegen
Kurzschluss-/ Bruchsicherheit EN 61000-4-4	$\pm 2\text{kV}$ für Stromversorgungsleitungen	$\pm 2\text{kV}$ für Stromversorgungsleitungen	Die Qualität des Stromnetzes muss der eines typischen kommerziellen Stromnetzes oder Krankenhausnetzes entsprechen.
Stoßspannungen (Surge) EN 61000-4-5	$\pm 1\text{kV}$ im Differentialmodus	$\pm 1\text{kV}$ im Differentialmodus	Die Qualität des Stromnetzes muss der eines typischen kommerziellen Stromnetzes oder Krankenhausnetzes entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen bei Stromversorgungsleitungen EN 61000-4-11	$< 5\% U_T$ ($>95\%$ Abfall bei U_T) bei 0,5 Zyklus $40\% U_T$ (60% Abfall bei U_T) bei 5 Zyklen $70\% U_T$ (30% Abfall bei U_T) bei 25 Zyklen $< 5\% U_T$ ($>95\%$ Abfall bei U_T) für 5 Sekunden	$< 5\% U_T$ ($>95\%$ Abfall bei U_T) bei 0,5 Zyklen $40\% U_T$ (60% Abfall bei U_T) bei 5 Zyklen $70\% U_T$ (30% Abfall bei U_T) bei 25 Zyklen $< 5\% U_T$ ($>95\%$ Abfall bei U_T) für 5 Sekunden	Die Qualität des Stromnetzes muss der eines typischen kommerziellen Stromnetzes oder Krankenhausnetzes entsprechen. Muss das Gerät auch bei einem unerwarteten Stromausfall weiter funktionieren, müssen Sie es an eine ununterbrochene Stromversorgung oder Batterie anschließen.
Netzfrequenz Magnetfeld EN 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Die Netzfrequenzen der Magnetfelder müssen bei Werten liegen, die charakteristisch für einen typischen Ort in einer typischen kommerziellen oder Krankenhaus-Umgebung sind.

Störfestigkeit gegen Funkfrequenzen

Das CA-200F wurde für den Einsatz in den unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebungen entworfen. Der Kunde oder Bediener des CA-200F muss dafür sorgen, dass es nur unter den beschriebenen geeigneten Bedingungen verwendet wird.

Störfestigkeitstest	EN 60601-1-2 Prüfebene	Konformitätsebene	Elektromagnetische Umgebung - Richtlinien
Leitungsgeführte Störgrößen EN 61000-4-6	3 V von 150kHz bis 80MHz	3 V von 150kHz bis 80MHz	Tragbar und mobil Funk-Kommunikationsgeräte sollten nicht in der Nähe des Geräts und seiner Kabel verwendet werden. Außer wenn der empfohlene Abstand gemäß Berechnung anhand der Gleichung für die Sendefrequenz eingehalten wird. Empfohlener Trennungsabstand $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$ von 150kHz bis 80MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$ von 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$ von 800 MHz bis 2,5 GHz Wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) laut Angaben des Herstellers des Senders ist d ist der empfohlene Abstand in Metern (m).
Störstrahlung EN 61000-4-3	3 V von 80MHz bis 2,5GHz	3 V von 80MHz bis 2,5GHz	

Die durch eine elektromagnetische Prüfung am Standort bestimmte dauerhafte Funksende-Feldstärke kann geringer als das Einhaltungsniveau in Bezug auf den jeweiligen Frequenzbereich sein. Interferenzen können in der Nähe von Geräten auftreten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind:


Empfohlener Trennungsabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten und dem chirurgischen Navigationsgerät









Das CA-200F wurde für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung entworfen, in der ausgestrahlte RF-Interferenzen überwacht werden. Der Kunde oder der Benutzer des Geräts kann dabei helfen, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden, indem der unten empfohlene Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Gerät eingehalten wird, der von der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts abhängig ist.

Maximale Soll-Ausgangsleistung des Senders (W)	Trennungsabstand abhängig von der Frequenz des Senders (m)		
	150kHz bis 80MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$	80MHz bis 800MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$	800MHz bis 2GHz $d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Bei Sendern mit einer maximalen Nenn-Ausgangsleistung, die oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) mit Hilfe der Gleichung ermittelt werden, die für die Frequenz des Senders gilt; dabei ist P die maximale Nenn-Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß den technischen Angaben des Senderherstellers.

Hinweis:

- (1) Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den jeweils höheren Frequenzbereich
- (2) Diese Richtlinien gelten nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorption und Reflektion von Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.

Symbole	IEC-Veröffentlichung	Beschreibung
	IEC 60417-5840	GERÄT DER KLASSE II NACH DER NORM 60601-1 ANWENDUNGSTEIL TYP B
	IEC 60417-5172	ISOLATIONSKLASSE II FÜR GERÄTE (DOPPELTE ISOLIERUNG)
		PRODUKT ERFÜLLT DIE NORM 93/42/EEC
	IEC 60417-5032	WECHSELSTROM
	ISO 7000-0434A	ACHTUNG, BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE DOKUMENTATION
	ISO 7000-1641	BETRIEBSANLEITUNG
		LED-PRODUKT DER KLASSE ZWEI NACH NORM EN 60825-1
	<p>Dieses Symbol gilt nur für EU-Staaten. Um Belastungen der Umwelt und menschlichen Gesundheit zu vermeiden, muss dieses Gerät (i) in den EU-Ländern in Erfüllung der EU-Verordnung WEEE (Elektrischer und Elektronischer Geräteabfall) bzw. (ii) in allen anderen Ländern gemäß den dort geltenden Vorschriften entsorgt werden.</p>	

HINWEISSCHILDER ZUR SICHEREN VERWENDUNG

Zur sicheren Verwendung und Vermeidung von Gefahren für den Bediener oder andere Personen sowie von Schäden am Gerät selbst geht aus diesem Handbuch eine Beschreibung der am Gerät angebrachten Warnzeichen und Hinweisschilder hervor.

Bitte lesen Sie sehr sorgfältig die folgenden VORSICHTS- und SICHERHEITSANWEISUNGEN sowie das gesamte Handbuch und halten Sie die Anweisungen ein.

WARNUNGEN



WARNING

Ein ungeeigneter Einsatz des Geräts unter Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.



CAUTION

Ein ungeeigneter Einsatz des Geräts unter Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

HANDHABUNG UND WARTUNG

HANDHABUNG

Da es sich bei dem Hornhautanalysegerät CA-200F um ein medizinisches Instrument handelt, darf es nur von erfahrenem und qualifiziertem Personal benutzt werden.

WARTUNG

Zur Wahrung von Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Geräts sollten damit keine anderen als die hier beschriebenen Vorgänge ausgeführt werden. Für die Einzelheiten dazu lesen Sie bitte folgende Anweisungen.

Kalibrationsprüfung

Entnehmen Sie die Einzelheiten bitte dem Abschnitt „**Kalibrationstest**“ im Kapitel **WARTUNG** dieses Handbuchs.

Reinigung des Messkonus

Entnehmen Sie die Einzelheiten bitte dem Kapitel „**Reinigung und Wartung des Geräts**“ im Kapitel **WARTUNG** dieses Handbuchs.

HAFTUNG

Der Hersteller ist für keine Schäden durch Feuer, Erdbeben, Handlungen Fremder oder anderer Unfälle bzw. Fahrlässigkeit oder falsche Nutzung des Geräts durch den Bediener unter ungewöhnlichen Umständen verantwortlich.

Der Hersteller ist in keiner Weise für vom Benutzer hervorgerufene Schäden oder solche durch Nichtverfügbarkeit des Geräts wie Gewinnausfälle oder Geschäftsverluste verantwortlich.

Der Hersteller ist für keine Schäden durch andere als die in diesem Handbuch beschriebene Nutzung des Geräts verantwortlich.

Der Hersteller ist nicht für das Ergebnis der mit Hilfe dieses Geräts erstellten Diagnosen verantwortlich.


GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Gerätegarantie unterliegt den oben genannten Einschränkungen und gilt nur, wenn das Gerät ausschließlich für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke verwendet wird. Für die Garantiebedingungen gelten die örtlichen Gesetze.

WARNAUFKLEBER UND -SCHILDER

Zur sicheren Verwendung und Vermeidung von Gefahren für den Bediener oder andere Personen sowie von Schäden am Gerät selbst geht aus diesem Handbuch eine Beschreibung der am Gerät angebrachten Warnzeichen und Hinweisschilder hervor.

Bitte lesen Sie sehr sorgfältig die folgenden VORSICHTS- und SICHERHEITSANWEISUNGEN sowie das gesamte Handbuch und halten Sie die Anweisungen ein.



ACHTUNG

Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Gerät niemals in Kontakt mit Nase oder Augen des Patienten kommt.


Öffnen Sie das Gerät nicht, um Stromschläge zu vermeiden. Betrauen Sie nur qualifiziertes Personal mit der Bedienung dieses Geräts.

Inhalt


HINWEISE	2
ACHTUNG	2
VORGESEHENE VERWENDUNG	3
EINFÜHRUNG	4
VORSICHTSMASSNAHMEN.....	5
HINWEISSCHILDER ZUR SICHEREN VERWENDUNG	9
WARNUNGEN	9
HANDHABUNG UND WARTUNG	10
HAFTUNG	10
GARANTIEBEDINGUNGEN	10
WARNAUFKLEBER UND -SCHILDER	11
KOMPONENTEN	13
BEZEICHNUNG DER HAUPTKOMPONENTEN.....	13
KOMPONENTEN DER BEDIENTAFEL.....	14
CA-200F STANDARDZUBEHÖR	15
INSTALLATION	16
Geräteinstallation (Punkt-zu-Punkt Netzwerkkonfiguration).....	16
Softwareinstallation	16
Installation ohne Netzwerkanschluss	17
Anschluss an ein bestehendes Netzwerk.....	17
1. GRUNDBETRIEB	18
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	18
BILDAUFNAHME	18
BILDAUFNAHME BEI ANSCHLUSS AN EINEN PC.....	18
AUFNAHMEN IM ALLEINBETRIEB.....	27
TOPOGRAPHISCHE KARTE	29
EINSTELLUNGEN FÜR DIE TOPOGRAPHISCHE KARTE	33
FLUORESCEIN	35
FLUORESCEIN-EINSTELLUNGEN	36
PUPILLOMETRIE (optionales Modul).....	37
PUPILLOMETRIEEINSTELLUNGEN.....	42
ZERNIKE (Im Pupillometriemodul integriert)	43
LINSEN	45
LINSENEINSTELLUNGEN	49
TORIC IOL (optionales Modul).....	51
ADMINISTRATOR-WERKZEUGE	54
MODUL-UPDATE	56
2. CA-200F PC-SOFTWARE	58
SOFTWARE-INSTALLATION.....	58
CA-200F PC SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	58
3. FEHLERBEHEBUNG	60
4. REFERENZEN.....	61
5. TECHNISCHE DATEN	62
6. WARTUNG	63
Reinigung und Wartung des Geräts	63
Kalibrationstest	63

KOMPONENTEN

BEZEICHNUNG DER HAUPTKOMPONENTEN








KOMPONENTEN DER BEDIENTAFEL




CA-200F STANDARDZUBEHÖR

Folgendes Zubehör wird mitgeliefert:

			
Kalibrationstestelement	Stromkabel	Netzteil	
			
Bedienungs- und Montageanleitung Konformitätserklärung			
			
Bedienspitze für Touch Screen			

INSTALLATION


Geräteinstallation (Punkt-zu-Punkt Netzwerkkonfiguration)




Softwareinstallation

Siehe dazu das „CA-Series Installation Manual“ auf der Setup-CD für das CA-200F.

Installation ohne Netzwerkanschluss



Anschluss an ein bestehendes Netzwerk



1. GRUNDBETRIEB

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das CA-200F ist ein Hornhautanalysegerät mit folgenden Funktionen:

- ✓ Aufnahme von Hornhautbildern und topographische Analyse;
- ✓ Dynamische Pupillometrie: Aufnahme von Pupillenbildsequenzen unter wechselnden Lichtbedingungen. Statische Pupillometrie unter kontrollierten Lichtbedingungen (photopisch, mesopisch und skotopisch);
- ✓ Fluorescein-Analyse: Bild- bzw. Filmaufnahmen zur Betrachtung der Kontaktlinsenpositionierung sowie Hornhautaufnahmen zur Begutachtung ihrer Artefakte und des Tränenflüssigkeitsfilms (Filmrisszeit);
- ✓ Analyse der Wellenfron-Hornhautaberrationen durch die Frontfläche der Hornhaut mit Zernike-Analyse: Information über die optischen Eigenschaften der Hornhaut und optischen Probleme, die für Sehstörungen verantwortlich sein können;
- ✓ Kontaktlinsensimulation: Die Software wählt aus ihrer Datenbank die für das Auge am besten geeignete Linse aus und ermöglicht den Vergleich verschiedener Linsen;
- ✓ Intraokulare Linsenberechnung (Toric IOL).

SOFTWAREAUSGABE: von 1.0.1

BILDAUFNAHME

Beim Einschalten des Geräts wird die Software automatisch geladen.

Das CA-200F kann auf zwei Arten arbeiten: In Datenaustausch mit einem PC oder selbständig.

Es folgt eine Beschreibung der Bildaufnahme sowohl mit als auch ohne Anschluss an einen PC.

BILDAUFNAHME BEI ANSCHLUSS AN EINEN PC

Um das Gerät (über Wifi oder LAN) an einen PC angeschlossen zu verwenden, muss die PC-Link Softwaremodul aktiviert sein (siehe Abschnitt „Modul-Update“ unter „Administrator-Werkzeuge“).

Nach Einschalten des Geräts erscheint das Patientendatenfenster (Abb. 1-1).

Abb. 1-1

Sie können nun einen neuen Patienten eingeben, oder einen schon bestehenden aus der Datenbank des an das Gerät angeschlossenen PCs auswählen.

Zur Eingabe eines neuen Patienten füllen Sie die Patientendaten mit der Tastatur auf dem Display aus. Brauchen Sie dazu besondere Schriftzeichen, halten Sie den entsprechenden Grund-Buchstaben gedrückt: Daraufhin erscheint eine Leiste der verfügbaren Spezialbuchstaben (Beispiel Abb. 1-2). Betätigen Sie die Taste „**Öffnen**“, um das Aufnahme Fenster für den gerade eingegebenen Patienten zu öffnen.



Abb. 1-2

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Auswahl eines schon in der Datenbank auf dem PC vorhandenen Patienten:

- ✓ Geben Sie einen Teil des oder den gesamten Vor- oder Nachnamen ein und betätigen dann die Taste „**Liste der Datenbank**“, um ein Fenster für den Dialog mit dem PC zu öffnen (Abb. 1-3).

Abb. 1-3

Steht die Verbindung zwischen PC und Gerät, werden die auf die eben eingegebenen Patientensuchkriterien passenden Patienten im Ergebnisfeld angezeigt (Abb. 1-4). Wählen Sie dort den gewünschten Patienten aus und drücken auf „**Öffnen**“. Sie können den Patienten auch mit einem Doppeldruck direkt in diesem Feld übernehmen.

Steht die Verbindung zwischen PC und Gerät nicht, lösen Sie das Problem mithilfe des Kapitels „Fehlerbehebung“.

The screenshot shows the 'PATIENTENDETAILS' interface. On the left, there are input fields for 'Name' (containing 'FLUO'), 'Vorname' (empty), and 'Geburtsdat. (tt/mm/jjjj)' (empty). Below these are buttons for 'Lokale Liste', 'Löschen', and 'Liste der Datenbank'. To the right, a list of search results is displayed: 'FLUO ORTHO K 1 - 1/1/2001' and 'FLUO ORTHO K 2 - 1/1/2001'. Further right are navigation buttons: 'HOCH', 'AZ', 'ZA', and 'RUNTER'. At the bottom is a numeric keypad and an 'EINGABE' button. A 'Einstellungen' button is at the bottom left.

Abb. 1-4

- ✓ Betätigen Sie die Taste „**Liste der Datenbank**“ und öffnen so das Fenster zum Dialog mit dem PC: Die Patientenliste erscheint nun auf dem dafür vorgesehenen Feld (Abb. 1-5). Blättern Sie mit den Tasten „**HOCH**“ und „**RUNTER**“ durch die Liste und wählen den gewünschten Patienten wie oben beschrieben aus.

This screenshot shows the same 'PATIENTENDETAILS' interface, but the search results field now contains a list of patients: 'FLUO ORTHO K 1 - 1/1/2001', 'FLUO ORTHO K 2 - 1/1/2001', 'KERATOCONUS SAMPLE 1 - 11/10/1', 'KERATOCONUS SAMPLE 2 - 5/8/198', 'KERATOCONUS SAMPLE 3 - 1/1/200', and 'KRP SAMPLE - 1/1/2001'. The 'Name' field now contains 'ORTHOK 1' and the 'Geburtsdat.' field contains '1 / 1 / 2001'. The 'Liste der Datenbank' button is highlighted, indicating it was just pressed.

Abb. 1-5

Die folgenden Tasten stehen Ihnen auch im Patientendatenfenster zur Verfügung:

- **Lokale Liste:** Öffnet eine Liste mit den lokal gespeicherten Elementen (Abb. 1-6). Diese Taste ist nur aktiv, wenn wirklich lokal gespeicherte Elemente vorhanden sind.
- ✓ **Auf PC Senden:** Überträgt die ausgewählten Dateien zum PC. Gehen Sie bei Übertragungsproblemen zum Kapitel „Fehlerbehebung“;
- ✓ **Schließen:** Schließt das Dialogfenster;
- ✓ **Auswahl Löschen:** Löscht die ausgewählten Dateien.



Abb. 1-6

- **Löschen:** Entfernt allen Inhalt aus der Liste und den Patientendatenfeldern;
- **AZ:** Sortiert die Patientenliste alphabetisch;
- **ZA:** Sortiert die Patientenliste umgekehrt alphabetisch;
- **Einstellungen:** Öffnet das Einstellungsfenster (Abb. 1-7). Nur die Tasten für die Sprach- und Tastatureinstellungen sowie für die Systemmanagement-Werkzeuge sind aktiv. Mehr Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel „Einstellungen“.




Abb. 1-7

BILDAUFNAHMEUMGEBUNG

Die Bildaufnahmeumgebung ist in drei Bereiche unterteilt: Topographie, Pupillometrie und Fluorescein.

Jedes Mal, wenn Sie die Bildaufnahme öffnen, stellt sich das Gerät auf Topographie ein (Abb. 1-8).




Abb. 1-8

Folgende Tasten stehen im Bildaufnahmefenster zur Verfügung:

- **RA** und **LA**: Das aufzunehmende Auge wird gelb hervorgehoben dargestellt.
- **TOPO, PUP, FLUO**: Gibt die Art der Aufnahme (in gelb hervorgehoben) an. Auswahl zwischen Topographie, Pupillometrie und Fluorescein.

Bildergalerie

Eine Voransicht des aufgenommenen Bildes erscheint in der Bildergalerie (Abb. 1-9, Abb. 1-10, Abb. 1-11 für Topographie, Pupillometrie und Fluorescein).




Abb. 1-9




Abb. 1-10




Abb. 1-11

Die Bilder werden durchlaufend nummeriert und jedes davon ist mit dem entsprechenden Auge und der Art der Aufnahme assoziiert.

Für Topographie und Fluorescein können Sie auf die Voransicht drücken, um das entsprechende Bild aus- oder abzuwählen. Die ausgewählten Bilder werden normal, die nicht ausgewählten verdunkelt dargestellt.

Zur Berechnung der topographischen Karte wählt die Software automatisch das beste Bild des jeweiligen Auges aus.

Mit den Pfeiltasten können Sie durch alle Bilder blättern.

Funktionen

Einstellungen

Drücken Sie auf „**Einstellungen**“, um das Einstellfenster zu öffnen. Siehe Kapitel "Einstellungen".

Schließ/Speichern

Mit einem Druck auf „**Schließ/Speichern**“ öffnen Sie diese Optionen (Abb. 1-12):

- ✓ **Lokal Speichern:** Speichert die Aufnahmedaten im Gerät. Diese Daten können mit der Taste „**Lokale Liste**“ im Patientendatenfenster auch zum PC übertragen;
- ✓ **Auf PC Senden:** Sendet die aufgenommenen Daten direkt zum PC. Gehen Sie bei Übertragungsproblemen zum Kapitel „Fehlerbehebung“;
- ✓ **Schließen:** Schließt den aktuellen Patienten und kehrt zum Patientendatenfenster zurück.



Abb. 1-12

Zurücksetzen

Die Taste „**Zurücksetzen**“ entfernt die in der Bildergalerie hervorgehoben dargestellten Bilder des aktuellen Patienten.

Verarbeitung

Die Taste „**Verarbeitung**“ startet die Verarbeitung der für die drei Verfahren (Topographie, Pupillometrie und Fluorescein) aufgenommenen Bilder. Wurde mindestens eine Topographie-Aufnahme gemacht, öffnet das Programm selbständig die Kartenumgebung.

TOPOGRAPHIE

Die Hinterleuchtung des Placido-Rings wird automatisch aktiviert, sobald die Bildaufnahmeumgebung geöffnet wird. Wird das Analysegerät mehrere Minuten lang nicht bedient, schaltet sich der Konus automatisch ab. Um ihn wieder zu aktivieren, brauchen Sie nur die Taste am Steuerhebel zu betätigen (Abb. 1-13).




Abb. 1-13

Aufnahmeprovorgang

Richten Sie das Vorschaubild zentral aus und stellen es scharf. Nehmen Sie es dann durch Druck auf die Steuerhebeltaste auf. Bewegen Sie das Instrument zum Scharfstellen des Bildes vor oder zurück (folgen Sie dazu den Anweisungen durch die roten und blauen Pfeile auf dem Bildschirm). Das System nimmt bei korrekter Schärfe das Bild automatisch auf. Zum manuellen Bildaufnahme betätigen Sie erneut die Steuertaste. Das Programm wählt nachher auf jeden Fall das schärfste Bild aus.

PUPILLOMETRIE

Betätigen Sie die Taste „**PUP**“, um Pupillometrie-Bilder aufzunehmen (Abb. 1-14).

Sie können zwischen folgenden Aufnahmearten wählen:

- **Dynamisch:** Aufnahme einer Bilderserie während die Lichtbedingungen von skotopisch zu photopisch und dann wieder zurück zu skotopisch wechseln, so dass Sie die Pupillenreaktionszeit und Kontraktionsrate analysieren können.
- **Photopisch**
- **Mesopisch**
- **Skotopisch**




Abb. 1-14

Aufnahmevorgang

Richten Sie das Vorschaubild zentral aus und stellen es scharf. Nehmen Sie es dann durch Druck auf die Steuerhebeltaste auf.

Mit einem Druck auf die Steuerhebeltaste können Sie den Aufnahmevorgang unterbrechen. Sonst geht der Aufnahmevorgang automatisch zu Ende, wenn der Gleitbalken das Ende erreicht.

FLUORESCHEIN

Betätigen Sie die Taste „**FLUO**“, um das Umfeld für die Fluorescein-Bildanalyse zu öffnen (Abb. 1-15). Sie können dort zwischen Bild- und Filmaufnahmen wählen.




Abb. 1-15

Aufnahmevorgang

Richten Sie das Vorschaubild zentral aus und stellen es scharf. Nehmen Sie es dann durch Druck auf die Steuerhebeltaste auf.

Beim Filmen können Sie mit einem Druck auf die Steuerhebeltaste den Aufnahmevorgang unterbrechen. Sonst geht der Aufnahmevorgang automatisch zu Ende, wenn der Gleitbalken das Ende erreicht.

EINSTELLUNGEN

Betätigen Sie im Aufnahme Fenster die Taste „**Einstellungen**“ (Abb. 1-16).

Beim ersten Start erscheint das Programm auf Englisch und ist die Tastatur auf “QWERTY” eingestellt. Zum Wechseln der Sprache wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus, die nach Drücken auf die Taste **↓** erscheint und drücken dann auf „**Als aktuelle sprache festlegen**“, gefolgt von „**Schließen**“. Beim nächsten Start erscheint das Programm dann in der neuen Sprache. Zum Ändern der Tastaturbelegung wählen Sie das gewünschte Layout aus und drücken dann auf „**Als aktuellen layout festlegen**“. Nach Betätigen der Taste „**Schließen**“ können Sie das veränderte Tastaturlayout im Patientendatenfenster sehen.




Abb. 1-16

„**Messungseinstellungen**“: Öffnen Sie das Aufnahmeeinstellungsfenster für Fluorescein und Pupillometrie (Abb. 1-17). Sie können die LED-Leuchtstärke in Fluorescein und die Dauer der skotopisch und photopisch kontrollierten Lichtbedingungen für den dynamischen Aufnahmevorgang der Pupille einstellen.

„**Start der Kalibrierung**“: Beginnt den Kalibriervorgang.

„**Überprüfung der Kalibrierung**“: Beginnt den Kalibrierungs-Prüfvorgang.

„**Admin-Werkzeuge**“: Öffnet das Administratorfenster des Instruments. Siehe dazu das Kapitel „Administrator-Werkzeuge“.




Abb. 1-17

AUFNAHMEN IM ALLEINBETRIEB

Um das Instrument im Alleingang verwenden zu können, muss die PC-Link Softwaremodul deaktiviert sein. Die Aufnahmeumgebung sieht wie folgt aus Abb. 1-18.



Abb. 1-18

Nach Betätigen von „**Neuer Patient**“ öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der Angaben eines neuen Patienten (Abb. 1-19).



Abb. 1-19

Drücken Sie nach der Eingabe auf die Taste **EINGABE**, um das Fenster zu schließen. Die Taste „**Neuer Patient**“ verwandelt sich dann in „**Schließen**“ (Abb. 1-20).

Durch Betätigen von „**Schließen**“ werden die Patientendaten und die Galerie gelöscht. Die Taste „**Schließen**“ verwandelt sich wieder in „**Neuer Patient**“, so dass Sie einen neuen Patienten eingeben können.



Abb. 1-20

Alle anderen Funktionen der Aufnahmeumgebung sind gleich, wenn das PC-Link Softwaremodul aktiv ist (siehe obiges Kapitel).

TOPOGRAPHISCHE KARTE

Betätigen Sie im Aufnahmefenster die Taste „**Einstellungen**“, um zum Umfeld für die topographische Karte zu gelangen (Abb. 1-21).




Abb. 1-21

Betätigen Sie die Taste „**RA**“ oder „**LA**“, um das rechte (RA) oder linke Auge (LA) darzustellen.

Im Kartenfenster stehen folgende Tasten zur Verfügung (Abb. 1-22):

- **Axl** oder **Tan**: Axiale oder tangentielle Karte
- **Abs** oder **Nor**: Absolute oder normalisierte Skala
- **Auge**, **Karte**, **Ringe**: Ansicht des Auges, der Karte oder der Ringe



Abb. 1-22

Durch Drücken auf eine beliebige Stelle der Karte wird folgende Information angezeigt (Abb. 1-23):

- Dioptrien
- Radius
- Meridiane
- Altimetrie

D 41.645 @ 210°
r 1.369 z -118

Abb. 1-23

Profil

Betätigen Sie die Taste „**Profil**“, um das Bogenprofil entlang des steilsten und des flachsten Meridians (rot und blau) darzustellen.

Die Differenz wird in grün dargestellt (Abb. 1-24).




Abb. 1-24

Mit der Taste „>>“ öffnen Sie das Fenster (Abb. 1-25), in dem Sie (mit den Pfeiltasten) andere Meridiane zur Betrachtung des Krümmungsprofils darstellen können.




Abb. 1-25

Mit der Taste „<<“ schließen Sie das Fenster und aktualisieren die betrachteten Profile. Betätigen Sie die Taste „**Schließen**“, um das Profilverster zu schließen.

Indizes

Die Diagnoseindizes werden mit den folgenden Tasten ausgewählt (Abb. 1-26Abb. 1-26)



K: Keratometrie
I: Keratorefraktive Indizes
KC: Keratokonus
P: Pupille

Abb. 1-26

Keratometrie

Keratometrie	
Sim-K	e
41.90 @ 71°	0.50
42.33 @ 161°	0.48
42.11 (AVG)	0.49
CYL -0.43D	ax71°

Nach Betätigen der Taste „K“ erscheinen die keratometrischen Daten (Abb. 1-27):

Sim-K

Ophthalmometrische Darstellungssimulation

Meridiane

Keratometrische Daten bei 3 mm, 5 mm und 7 mm

Emimeridiane

Keratometrische und emimeridianische Daten bei 3 mm, 5 mm und 7 mm

Abb. 1-27

Keratorefractive Indizes

K-Indizes	
Astigmatismus	
3mm	
CYL -0.49D	ax76°
5mm	
CYL -0.41D	ax74°
APP	
P = 41.96 D	
Asphärizität	
e = -0.28	
Sphärische Aber.	
LSA = 1.16 D	
Kurve Unregel.	
SD = 0.43 D	
Asymmetrie	
41.99 @ 231°	
42.07 @ 51°	
SAI = 0.08 D	

Nach Betätigen der Taste „I“ erscheinen die keratorefraktiven Daten (Abb. 1-28):

3 und 5 mm Astigmatismus

Mittlere Pupillenkraft für eine 4,5 mm-Pupille

Asphärizität einer Hornhaut mit 8 mm Durchmesser

Sphärische Längs-Aberration eines Hornhautbereichs mit 4,5 mm Durchmesser

Krümmungsirregularität, berechnet aus der Standardabweichung der Momentanwerte eines Hornhautbereichs von 4,5 mm

Asymmetrie zwischen der steilsten und flachsten Hemisphäre, berechnet für einen Hornhautbereich von 4,5 mm Durchmesser

Abb. 1-28

Der SAI (Oberflächen-Asymmetrie-Index) stellt den Oberflächenasymmetrieindex eines Hornhautbereichs mit 4,5 mm Durchmesser dar

Keratokonus



Abb. 1-29

Mit der Taste „**KC**“ öffnen Sie das Keratokonus-Fenster mit folgender Information (Abb. 1-29):

AK: Apikal-Krümmung. Stellt die Hornhautkraft an ihrem Scheitelpunkt dar.

AGC: Gradient der Apical-Krümmung. Stellt die mittlere Variation in Längeneinheiten der Hornhautkraft mit der Apikal-Kraft als Referenzwert dar.

SI: Differenz zwischen der Durchschnittskraft zweier kreisförmiger Bereiche, die sich um die Vertikalachse der Lineale zentrieren und jeweils in der unteren bzw. oberen Hemisphäre der Hornhaut positioniert sind.

Kpi: Keratokonus-Diagnosewahrscheinlichkeitsindex.

Auf der kombinierten Schätzung der ersten drei Indizes mit dem Wahrscheinlichkeitsindex beruhend gibt es drei verschiedene Möglichkeiten: Topographie nicht kompatibel mit Keratokonus (grün); vermuteter Keratokonus (gelb); Topographie kompatibel mit Keratokonus (rot).

Ist die Topographie kompatibel mit Keratokonus oder lässt Sie einen Keratokonus vermuten, werden die numerischen Werte der geometrischen Konusparameter unten im Fenster angezeigt. Das sind:

A: Keratokonus-Bereich (mm²)

D: Mittlerer Keratokonus-Durchmesser (mm)

r, ø: Polarkoordinaten (mm, °) des Keratokonus-Baryzentrums in Bezug auf das Kartenzentrum

RND: Keratokonus-Kreisförmigkeitsfaktor

Pupille




Abb. 1-30

Nach Betätigen der Taste „**P**“ erscheinen die Pupillen-Indizes (Abb. 1-30):

Hornhautdurchmesser

KC stellt die zentrale Keratometrie in Dioptrien dar

Pupillen-Dezentralisierung von der optischen Achse

Mittlerer Pupillendurchmesser

Mittlere Pupillenkraft für eine 4,5 mm-Pupille

Funktionen

Einstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen mit der Taste „**Einstellungen**“.

Bericht

Mit der Taste „**Bericht**“ speichern Sie die Patientendaten sowie die Karte als PDF-Datei auf ein USB-Speichermedium oder drucken den Bericht auf einem an den USB-Port angeschlossenen Drucker aus (Abb. 1-31).



Abb. 1-31

Messung

Mit Druck auf die Taste „**Messung**“ kommen Sie zum Aufnahmefenster zurück.

Module

Betätigen Sie die Taste „**Module**“, um die Software-Module zu öffnen (Abb. 1-32):

- **Fluorescein**
- **Pupillometrie** und **Zernike** (falls im Instrument aktiv)
- **Kontaktlinse**
- **Toric IOL** (falls aktiviert)



Abb. 1-32

EINSTELLUNGEN FÜR DIE TOPOGRAPHISCHE KARTE

Die Einstellungen für die topographische Karte bestehen aus zwei Abschnitten (Abb. 1-33 und Abb. 1-34).

Karte

Erstellung einer Karte

Wählen Sie eine oder mehrere Optionen zur benutzerspezifischen Einstellung der Kartendarstellung mit:

- **Meridiane**
- **3 Zonen**
- **Lineal**
- **Raster**

Keratometrie

Wählen Sie eine der keratometrischen Indizes aus:

- **Sim-K**
- **Meridiane**
- **Emimeridiane**



Abb. 1-33

Maßstäbe

Abb. 1-34

Karte

Wählen Sie die Messeinheit aus:

- **Dioptrien**
- **Millimeter**

Asphärizität

Wählen Sie die Messeinheit der Asphärizität aus:

- **e**
- **SF**
- **p**
- **Q**

FLUORESCEIN

Das Fluorescein-Modul (Abb. 1-35) ermöglicht die Schätzung der physikalischen Bedingungen der Hornhaut sowie der Positionierung und Verschiebung der Kontaktlinsen.




Abb. 1-35

Die aufgenommenen Bilder und Filme können in der Galerie betrachtet werden.

Wurde das Fluorescein-Modul gestartet, wird die erste Aufnahme in der Galerie im Hauptfenster dargestellt.

Durch Drücken auf ein Bild wird es in das Hauptfenster gestellt.

Durch Drücken auf einen Film wird automatisch seine Wiedergebe gestartet (Abb. 1-36). Mit den Tasten unter dem Hauptfenster können Sie auf Pause gehen, stoppen oder bildweise vor- und zurückspringen.

Je nach Auswahl wird das Auge, zu dem das Bild oder der Film gehört, hervorgehoben dargestellt.

Die beiden Zahlen unten rechts stellen die Nummer des im Hauptfenster dargestellten Bildes und die Gesamtzahl der Bilder in der Galerie dar.



Abb. 1-36

Funktionen

Einstellungen

Öffnet das Fluorescein-Optionenfenster

Bericht

Sichert den Bericht als PDF-Datei auf ein USB-Speichermedium oder druckt ihn über einen an den USB-Port angeschlossenen Drucker aus.

Messung

Rückkehr zum Aufnahme Fenster.

Schließen

Durch Betätigen der Taste „**Schließen**“ macht das System folgendes:

- Es kehrt zum Umfeld der topographischen Karte zurück, wenn Sie in der aktuellen Sitzung Topographien erstellt haben;
- In allen anderen Fällen kehrt es zum Aufnahmeumfeld zurück.

FLUORESC EIN-STELLUNGEN



Abb. 1-37




Abb. 1-38

Drücken Sie auf „**Raster**“ bzw. „**Lineal**“, um ein Netzgitter bzw. ein Lineal zu den Bildern anzuzeigen (Abb. 1-37 und Abb. 1-38).

PUPILLOMETRIE (optionales Modul)

Mit dem Pupillometrie-Modul können Sie die dynamische und statische Pupillometrie (Bilder der Pupille unter kontrollierten Beleuchtungsbedingungen) betrachten und analysieren.

Falls aufgenommen, zeigt die Software standardmäßig die dynamische Pupillometrie an (Abb. 1-39).



Abb. 1-39

Betätigen Sie die Taste „**RA**“ oder „**LA**“, um die Pupillometrie des rechten (OD) oder linken Auges (OS) darzustellen.

Mit folgenden Tasten können Sie die darzustellende Bildfolge bestimmen (Abb. 1-40)



D: Dynamisch
P: Photopisch
S: Skotopisch
M: Mesopisch

Abb. 1-40

Nur die Tasten für die gemachten Aufnahmen sind aktiv.

Dynamisch

Durchschnittl. Ø	
Mindestwert	3.51 mm
Maximalwert	5.45 mm
Pupillenmittelpunkt	
X	0.13 mm
Y	-0.20 mm
Std Dev	0.03 mm
Durchmesser	
D	5.24 mm
Pupillenmittelpunkt	
X	0.14 mm
Y	0.21 mm

Abb. 1-41

Mit der Taste „**D**“ stellen Sie die dynamische Pupillometrie mit folgender Information dar (Abb. 1-41):

Mindest- und Höchstwerte des in allen Bildern der Sequenz gemessenen mittleren Pupillendurchmessers

Kartesianische Koordinaten des Pupillenzentrums und die Standardabweichung

Pupillendurchmesser für den ausgewählten Rahmen

Kartesianische Koordinaten des Pupillenzentrums für den ausgewählten Rahmen

Photopisch, Skotopisch, Mesopisch

Durchschnittl. Ø	
Mittel	3.60 mm
Std Dev	0.09 mm
Pupillenmittelpunkt	
X	0.11 mm
Y	-0.16 mm
Std Dev	0.09 mm
Durchmesser	
D	3.58 mm
Pupillenmittelpunkt	
X	0.11 mm
Y	0.13 mm

Abb. 1-42

Mit den Tasten „**P**“, „**S**“, „**M**“ können Sie die unter photopischen, skotopischen und mesopischen Bedingungen aufgenommenen Pupillenbilder zusammen mit folgender Information betrachten (Abb. 1-42):

Mittelwert und Standardabweichung vom mittleren Pupillendurchmesser in der Aufnahmesequenz

Die weitere vermittelte Information entspricht der unter Dynamischer Pupillometrie beschriebenen.

Unter dem Hauptfenster finden Sie mehrere Tasten, mit denen Sie alle Bilder in Folge betrachten, jeweils ein Bild vor oder zurück springen oder zum ersten Bild zurückkehren können. Sie finden dort auch zwei Nummern, von denen die erste die laufende Nummer des dargestellten Bildes und die zweite die Gesamtzahl der Bilder der Sequenz darstellt (Abb. 1-43).



Abb. 1-43

Mit der Taste  können Sie Einzelbilder aus der Sequenz löschen.

Graphen

Betätigen Sie die Taste „**Graphen**“, um Pupillometrie-Graphiken darzustellen:

- **Dezentralisierung** (Abb. 1-44)
- **Latenz** (Abb. 1-45)
- **Statistiken** (Abb. 1-46)

In allen drei Fällen können Sie mit der Taste „**OD**“ oder „**OS**“ zwischen den Graphiken für das rechte oder linke Auge wählen.

Mit der Taste „**Schließen**“ schließen Sie die Graphiken.

Dezentralisierung



Abb. 1-44

Das grüne Feld stellt die Pupillenzentrumskoordinaten in Bezug auf den Fixationspunkt dar. Die roten Linien zeigen, wie diese Koordinaten während der Aufnahme der dynamischen Pupillometrie variieren.

Auf der linken Seite erscheinen die Mindest- und Höchstwerte der bei der dynamischen Pupillometrie erfassten Pupillendurchmesser, das Pupillenzentrum sowie die kartesischen und die polaren Koordinaten.


Latenz

Abb. 1-45

Diese Graphik zeigt auf der X-Achse die Aufnahmezeit in Sekunden und auf der Y-Achse den Pupillendurchmesser in Millimetern auf einer normalisierten Skala zwischen den Mindest- und Maximalwerten.

Auf diese Weise kann der Trend des Pupillendurchmessers während der Aufnahmezeit dargestellt werden.

Auf der linken Seite erscheinen die Minimal- und Höchstwerte des Pupillendurchmessers.

Da die dynamische Pupillometrie darin besteht, eine Bildersequenz zu erstellen, während die Beleuchtung von skotopisch auf photopisch und dann wieder zurück auf skotopisch wechselt, und das die Zeitdauer für die skotopischen (rotes Band) und die photopischen Aufnahmen (grünes Band) unter den Einstellungen im Bereich „Messungseinstellungen“ eingestellt werden kann, ist es hilfreich, zudem über eine Legende zu verfügen, die die Bedeutungen der Farben in der Graphik erläutert:

- Rot für die skotopischen Aufnahmen, während die weißen LEDs nicht leuchten;
- Grün für die Pupillenkontraktionsphase nach Einschalten der LEDs;
- Blau für die Pupillenausdehnungsphase nach Wiederausschalten der LEDs.

Die Dezentralisierungs- und Latenzgraphiken sind nur sichtbar, wenn eine dynamische Pupillometrie durchgeführt wurde.

Statistiken




Abb. 1-46

Diese Graphik stellt den statistischen Prozentwert des Musters jeder Aufnahmesequenz unter kontrollierten Lichtbedingungen dar.

Wie aus der Legende auf der rechten und aus den Werten auf der linken Seite hervorgeht, stellt die rote Linie den Mittelwert des Musters dar. Das blaue Quadrat ist das Werteintervall zwischen den Prozentsätzen 25% und 75%, die grüne Linie der Wertebereich zwischen 10% und 90%, während der violette Kreis die Werte außerhalb dieses Intervalls einkreist.

Diese Statistik erscheint nur dann, wenn Bilder der Pupille entweder unter photopischen, mesopischen oder skotopischen Bedingungen aufgenommen wurden.

Funktionen

Einstellungen

Öffnet die Pupillometrie-Einstellungen.

Bericht

Sichert den Bericht als PDF-Datei auf ein USB-Speichermedium oder druckt ihn über einen an den USB-Port angeschlossenen Drucker aus.

Messung

Rückkehr zum Aufnahme Fenster.

Schließen

Durch Betätigen der Taste „**Schließen**“ macht das System folgendes:

- Es kehrt zum Umfeld der topographischen Karte zurück, wenn Sie in der aktuellen Sitzung Topographien erstellt haben;
- In allen anderen Fällen kehrt es zum Aufnahmeumfeld zurück.

PUPILLOMETRIEEINSTELLUNGEN



Abb. 1-47




Abb. 1-48

Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus, um die Wiedergabe der Pupillenbilder persönlich zu gestalten (Abb. 1-47 und Abb. 1-48):

- **Raster**
- **Lineal**
- **Ringmittelpunkt**: Das Pupillenzentrum wird blau und der Fixationspunkt rot dargestellt
- **Pupille**: Die Pupillenaußenlinie erscheint in blau

ZERNIKE (Im Pupillometriemodul integriert)

Das Zernike-Modul ermöglicht die komplette Darstellung der Wellenfront-Aberrationen, die durch die Vorderfläche der Hornhaut erzeugt werden. Die Ergebnisse der Zernike-Analyse werden sowohl numerisch als auch graphisch dargestellt (Abb. 1-49).




Abb. 1-49

Betätigen Sie die Taste „**RA**“ oder „**LA**“, um die Zernikenanalyseergebnisse des rechten oder linken Auges darzustellen.

Wenn das Modul gestartet wird, werden die Aberrationskarten angezeigt:

- OPD-Karte: Zeigt eine Karte der Gesamtaberration an, die der Summe aller Aberrationskomponenten entspricht. Außerdem den RMS-Wert, welcher die Abweichung von der idealen Wellenfront zu quantifizieren erlaubt.
- Histogramme des Koeffizienten der Zernike-Expansion: Jedes dieser Histogramme spiegelt das Gewicht des entsprechenden Polynomials dar.
- Primäre Aberrationskarten:
 - ✓ Astigmatismus: Zeigt die Karte, die Dioptrieneinheit, die Achse und den RMS-Wert an;
 - ✓ Sphärische Aberration: Zeigt die Karte, die Stärke der sphärischen Längsaberration in Dioptrien sowie den RMS-Wert an;
 - ✓ Coma: Zeigt die Karte, den RMS-Wert und die Richtung an;
 - ✓ Aberrationen höherer Ordnung: Fast alle Komponenten höherer Ordnung als der der Primärkomponenten zusammen; Zeigt die Karte und den RMS-Wert an.

Drücken Sie auf „**Graphen**“ oben links im Fenster, um eine Zusammenfassung der Sehqualität zu erhalten (Abb. 1-50).

In diesem Fenster können Sie sehen:

- OPD-Karte:
- Pyramide der Zernike-Koeffizienten: Stellt den numerischen Wert jedes einzelnen Koeffizienten auf einer Grauwerteskala dar; je höher der Koeffizient, desto intensiver der Farbkontrast gegenüber dem Pyramidenhintergrund;
- Punktspreizfunktion: stellt die Intensität der Wellenfront auf der Netzhaut dar;
- Punktdiagramm: stellt die Raumverteilung der Wellenfront auf der Netzhaut dar;
- Optotypen mit hohem und niedrigem Kontrast: Stellt die aktuelle Sicht des Patienten dar.

Betätigen Sie die Taste „**Karten**“, um zur Kartenanzeige zurückzukehren.




Abb. 1-50

Funktionen

Pupille

Die Taste „**Pupille**“ öffnet einen Bereich (Abb. 1-51), in dem Sie den Pupillendurchmesser (im Bereich zwischen 2 und 7,5 mm) eingeben können, um zu untersuchen, wie sich die Aberrationen bei wechselnden Pupillendurchmessern verändern.




Abb. 1-51

Bericht

Sichert den Bericht als PDF-Datei auf ein USB-Speichermmedium oder druckt ihn über einen an den USB-Port angeschlossenen Drucker aus.

Messung

Rückkehr zum Aufnahme Fenster.

Schließen

Rückkehr zum topographischen Kartenumfeld.

LINSEN

Das Linsenmodul (Abb. 1-52) simuliert die Einlage von Kontaktlinsen.




Abb. 1-52

Betätigen Sie die Taste „**RA**“ oder „**LA**“, um eine Kontaktlinse für das rechte oder linke Auge darzustellen.

Linsenauswahl

Im Balken unter dem Bild können Sie eine Linse aus der Datenbank auswählen (Abb. 1-53).

Marke	Bezeichnung	Durchmesser	Basiskurve	
Generic	Tricurve	9.60	8.15	

Abb. 1-53

Marke

Betätigen Sie die Taste „**Brand**“, um zur Auswahl der Linsenhersteller zu gelangen (Abb. 1-54). Automatisch wird die beste Linse des entsprechenden Herstellers ausgewählt.

Bezeichnung

Hier werden nur die Linsenmodelle des ausgewählten Herstellers angezeigt (Abb. 1-55).

Durchmesser

Zur Auswahl eines Durchmessers (Abb. 1-56).

Basiskurve

Zur Auswahl der Grundkurve (Abb. 1-57).




Abb. 1-54




Abb. 1-55




Abb. 1-56




Abb. 1-57

Profil

Betätigen Sie die Taste „**Profil**“, um das Profil des Tränenflüssigkeitsfilms unter der ausgewählten Linse anzuzeigen (Abb. 1-58).




Abb. 1-58

Mit der Taste „>>“ öffnen Sie das Fenster (Abb. 1-59), in dem Sie (mit den Pfeiltasten) andere Meridiane zur Betrachtung des Krümmungsprofils auswählen können.




Abb. 1-59

Mit der Taste „<<“ schließen Sie das Fenster und aktualisieren die betrachteten Profile.

Betätigen Sie die Taste „**Schließen**“, um das Profil zu schließen.

Linsen-Indizes und Optionen

Sie können hier folgende Tasten benutzen (Abb. 1-60)



Abb. 1-60

Ref: Refraktion
K: Keratometrie/Limbus
T/D: Neigen/Dezentralisation
Pref: Linsenvorlieben

Refraktion

Zeigt die Brechwerte an (Abb. 1-61).

Drücken Sie auf „>>“, um die Brechwerte einzugeben (Abb. 1-62). Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Einstellung der einzelnen Werte. Mit der Taste „<<“ schließen Sie das Fenster und übernehmen die Brechwerte.



Abb. 1-61




Abb. 1-62

Keratometrie/Limbus

Zeigt die keratometrischen Indizes und Hornhautdurchmesser (Abb. 1-63). Betätigen Sie die Taste „**Bearbeiten**“, um die Iris-Außenlinie zu ändern.




Abb. 1-63

Neigen/Dezentralisation




Abb. 1-64

Neigen

Zeigt die vier Tasten zur Linsensimulation an (Abb. 1-64). Stellen Sie die verschiedenen Neigungswerte mit diesen Tasten ein. Mit der Taste „**Zurücksetzen**“ stellen Sie die Anfangswerte wieder her.

Dezentralisation

Zieht die Linse in die gewünschte Position. Mit der Taste „**Zurücksetzen**“ stellen Sie die anfängliche Linsenposition wieder her.

Präferenzlinsen

Mit der Taste „**Pref**“ öffnen Sie das Fenster der Präferenzlinsen (Abb. 1-65).




Abb. 1-65

Hier können Sie bis zu 32 Linsen eintragen. Blättern Sie mit den Tasten „<<“ und „>>“ durch die Präferenzlinsen.

Drücken Sie auf „Vorschau Linse“, um die Linsenpositionierung mit der ausgewählten Linse zu öffnen.

Sie löschen eine Linse mit der Taste „X“ in der oberen rechten Ecke der Vorschau.

Mit der Taste „**Zurücksetzen**“ entfernen Sie alle Präferenzlinsen.

Mit der Taste „**Schließen**“ schließen Sie das Fenster.

Funktionen

Einstellungen

Öffnet das Linsen-Optionenfenster.

Bericht

Sichert den Bericht als PDF-Datei auf ein USB-Speichermedium oder druckt ihn über einen an den USB-Port angeschlossenen Drucker aus.

Hinzufügen

Nach Betätigen der Taste „**Hinzufügen**“ können Sie eine Linse zu Ihren Präferenzen hinzufügen.

Schließen

Rückkehr zum topographischen Kartenumfeld.

LINSENEINSTELLUNGEN

Hergestellt



Abb. 1-66

Eröffnet die Verwaltung Ihrer eigenen Linsen-Datenbank. Eine Markenliste erscheint auf der linken Seite (Abb. 1-66).

Nach Betätigen der Taste „**Importieren**“ können Sie neue Hersteller in die Datenbank aufnehmen. Die entsprechenden Herstellerangaben können Sie von einem USB-Stick übernehmen.

Wollen Sie die Daten eines Linsenherstellers exportieren, wählen Sie ihn an und drücken dann auf die Taste „**Auswahl Exportieren**“. Die entsprechenden Daten werden dann auf den eingesteckten USB-Stick kopiert. Eine ähnliche Funktion hat die Taste „**Alle Exportieren**“ zum Exportieren aller Hersteller.

Mit der Taste „**Löschen**“ können Sie eine Marke aus der Datenbank entfernen

Wählen Sie die gewünschte Marke an und drücken auf „**Auf Std Einstellen**“, um den automatischen Programmstart mit diesen Linsen zu programmieren.

Linsen



Abb. 1-67

Einstellung des Apikaler Bereich mit den Auf- und Ab-Tasten (Abb. 1-67).

TORIC IOL (optionales Modul)

ANMERKUNG: Alle Informationen diesem Paragraph nehmen Bezug auf die 2.0.0.5 Version des IOL Modul.
Das Toric IOL-Softwaremodul ist ein Hilfsmittel zur Berechnung torischer intraokularer Linsen von Oculentis.

Abb. 1-68

Das Startfenster (Abb. 1-68) zeigt eine Zusammenfassung der Hornhautdiagnose mit der gesamten verfügbaren Information über die Hornhautgleichmäßigkeit, ihre Symmetrie sowie die Keratokonus-Spiegelung. Betätigen Sie die Taste „**RA**“ oder „**LA**“, um zum rechten bzw. linken Auge zu springen.

Mit der Taste „**Verlassen**“ verlassen Sie die Toric IOL-Software.

Durch Betätigen der Taste „**Weiter**“ erscheint das Werteeingabefenster (Abb. 1-69).

Patienteninformation

Zur Eingabe der notwendigen Patienteninformation.

Abb. 1-69

Chirurgeninformation

Wählen Sie einen Chirurgen aus der Liste aus.

Drücken Sie auf „**Details**“, um die Einzelheiten des Chirurgen einzusehen (Abb. 1-70).

Drücken Sie auf „**Erzeugt Neues**“, um einen neuen Chirurgen einzutragen.

Abb. 1-70

Drücken Sie auf „**Schliessen**“, um die Daten des Chirurgen zu schließen.

Drücken Sie auf „**Löschen**“, um die Daten des Chirurgen zu löschen.

Drücken Sie auf „**Sichern**“, um die Daten des Chirurgen zu sichern.

Drücken Sie auf „**Weiter**“, um die Präoperationsinformation einzugeben (Abb. 1-71).

Präoperationsinformation

Abb. 1-71

Folgende Information ist notwendig:

- Biometrie-Verfahren
- Achsenlänge
- ACD
- Sphärische Brechwert der IOL
- Chirurgisch Induzierter Astigmatismus
- Schnittlokalisation

Drücken Sie auf „**IOL Berechnen**“, um das Ergebnisfenster mit der Prä- und Postoperationsinformation zu öffnen (Abb. 1-72).

The screenshot displays the 'IOL Berechnen' (IOL Calculate) window. It features two circular diagrams on the left representing corneal topography. The top diagram shows the 'Incision [0°]' in red, 'Flat Axis [66°]' in blue, and 'Steep Axis [156°]' in yellow. The bottom diagram shows the 'Incision [0°]' in red and 'IOL location : 156°' in red. The right side of the window is divided into two main sections: 'PRÄOPERATIVE INFORMATION' and 'POSTOPERATIVE INFORMATION'. Below these are 'LINSENANGABEN' (Lens Data) and a 'Bestellformular' (Order Form) section with buttons for 'Zurück', 'Bestellformular', and 'Bestellung Sende'.

PRÄOPERATIVE INFORMATION		CHIRURG
Chirurg:	CLASNIC,	
Adresse:	IGOR,	
Patient ID:	PATIENT 1	PATIENT
Geburtsdatum:	01/03/2011, Alter:0	
Augenauswahl:	RA (Rechtes Auge)	AUGE
K1 (Flach):	40.59 D @ 66 °	
K2 (Steil):	41.04 D @ 156 °	
Hornhautbrechungsindex:	1.332	
Biometrie-Verfahren:	PCI (IOL Master)	
AL: 16 mm	ACD: 5 mm	
Sphärische Äquivalent:	25.00	
Berechnungsmethode:	Holladay 2	

POSTOPERATIVE INFORMATION	
Paep. Hornhautastigmatismus:	0.45 D @ 156 °
Chirurgisch Induzierter Astigmatismus:	0.00 D @ 90 °
Zylinderbrechwert (Hornhaut-Ebene):	0.45 D @ 156 °
Zylinderbrechwert (IOL-Ebene):	0.61 D @ 156 °
IOL Zylinder (IOL-Ebene):	0.00 D @ 156 °
IOL Zylinder (Hornhaut-Ebene):	0.00 D @ 156 °
Verbleibender Restastigmatismus (Hornhaut-Ebene):	0.45 D @ 156 °

LINSENANGABEN	
Oculentis Toric IOL:	LS-312
Sphärische Brechwert der IOL:	25.00 D
Zylinder Brechwert der IOL (IOL-Ebene):	0.00 D
Achslage der IOL:	156 °

Bestellformular

Zurück Bestellformular Bestellung Sende

Abb. 1-72

Drücken Sie auf „**Bestellformular**“, um den Bericht über USB auszudrucken oder als PDF-Datei auf einem USB-Stick zu speichern (Abb. 1-73).

The screenshot shows the 'Bestellformular' (Order Form) window. It contains three buttons: 'Lokaler Ausdruck' (Local Print), 'Auf USB Speichern' (Save to USB), and 'Bestellformular' (Order Form).

Abb. 1-73

Drücken Sie auf „**Bestellung Sende**“, um ein Dialogfenster zur Dateiübertragung oder zum Fernausdrucken zu öffnen (Abb. 1-74).

The screenshot shows the 'Netzwerkunde' (Network) dialog window. It displays the 'Server-IP: 169.254.101.99' and the 'Net. Zustand: Print Server ist erreichbar' (Network Status: Print Server is reachable). The 'Aktionsausführung: datei wird gespeichert' (Action execution: file is being saved) is shown. The 'Leistungsergebnis:' (Performance result) is 'OK'. The window includes buttons for 'Test-IP', 'Erneut Test' (Test Again), 'Neue IP finden' (Find new IP), and 'Schliessen' (Close).

Abb. 1-74

ADMINISTRATOR-WERKZEUGE

Drücken Sie im Bildaufnahmefenster auf „**Einstellungen**“ und dort auf „**Admin Werkzeuge**“ (Abb. 1-75).

Information:

- S/N = Seriennummer
- S/V = Softwareversion

Anwendungen:

- **Upgrade**
- **Modul-Update**
- **Wi-Fi-Einstellungsassistent**
- **Beenden**
- **Netzwerkeinstellungen**




Abb. 1-75

Upgrade

Gehen sie zum Aktualisieren der Software wie folgt vor:

- Dekomprimieren Sie das Upgrade-Paket in das Stammverzeichnis eines leeren und mit FAT32 formatierten USB-Sticks
- Stecken Sie diesen Stick in den USB-Port des CA-200F ein
- Drücken Sie auf die Taste „**Upgrade**“

Das System startet nun zum ersten Mal neu. Dazu müssen Sie den USB-Stick herausziehen, sonst kann das System nicht hochfahren.

Gehen Sie jetzt erneut in die „**Admin Werkzeuge**“, stecken den USB-Stick wieder ein und betätigen die Taste „**Upgrade**“.

Der Aktualisierungsvorgang wird mit einem zweiten Neustart abgeschlossen. Ziehen Sie den USB-Stick heraus, wenn dies geschehen ist.

Modul-Update

Bestimmte Programmfunktionen werden als „Module“ betrachtet.

Einige dieser Module sind optional und daher im Grundprogramm nicht enthalten. Siehe Kapitel „Modul-Update“.

Wi-Fi-Einstellungsassistent

Starten Sie das Hilfsprogramm zur Konfiguration der Wifi-Verbindung zum Remote-PC. Detaillierte Anleitung dazu finden Sie auch im „CA-Series Installation Manual“.

Beenden

Mit der Taste „**Beenden**“ schließen Sie das CA-200F-Programm komplett und kehren zur Windows-Oberfläche zurück.

Netzwerkeinstellungen

Betätigen Sie „**Netzwerkeinstellungen**“ (Abb. 1-76).

Verwenden Sie die Taste „**Suchen**“, um die Suche nach einer IP-Adresse für die Verbindung mit dem PC zu beginnen.

Mit der Taste „**Test**“ können Sie prüfen, ob eine korrekte Netzwerkverbindung besteht.




Abb. 1-76

Befinden sich bekannte Clients in der Suchliste, öffnen Sie durch Betätigen der Taste „**Liste der Datenbank**“ das Netzwerk-Einstellfenster (Abb. 1-77).




Abb. 1-77

Mit den Tasten „**Suchen**“ und „**Test**“ finden und testen Sie die IP-Adresse für die Verbindung mit dem PC. Mit der Taste „**Schließen**“ gelangen Sie wieder zum Patientendatenfenster. Das Fenster für den Dialog mit dem PC für die Patientenliste öffnet sich automatisch.

MODUL-UPDATE

Drücken Sie im Fenster „**Admin Werkzeuge**“ auf die Taste „**Modul-Update**“ (Abb. 1-78).

Dort finden Sie die Optionen zum Aktivieren der zusätzlichen Softwaremodule.




Abb. 1-78

Optionales Modul

Gehen sie zum Aktualisieren der optionalen Module wie folgt vor:

- Dekomprimieren Sie das Upgrade-Paket in das Stammverzeichnis eines leeren und mit FAT32 formatierten USB-Sticks
- Betätigen Sie die Taste „**Modul-Update**“

Software-Module

Die Module für die Toric IOL and die PC-Link müssen individuell aktiviert werden.

Die Lizenzvereinbarungen für das Toric IOL-Modul erscheinen nach Betätigen der Taste „**Update**“ (Abb. 1-79). Sie müssen hier zur Bestätigung auf „**AKZEPTIERT**“ drücken, um zu bestätigen, dass Sie die IOL-Software auf eigene Gefahr verwenden wollen.

Für das Modul PC Link müssen Sie die Taste „**Ausgeschaltet**“ betätigen: Das Modul wird daraufhin aktiviert, sobald das Programm neugestartet wird.




Abb. 1-79

2. CA-200F PC-SOFTWARE

SOFTWARE-INSTALLATION

Siehe dazu das „CA-Series Installation Manual“ auf der SETUP-CD.

CA-200F PC SOFTWARE-EINSTELLUNGEN

Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Corneal Analyser Software Manual“.

Drücken Sie zum Öffnen des Fensters im Hauptfenster der „Corneal Analyser Software“ (Abb. 2-1) auf **„Datei“** und dort auf **„Einstellungen“** (Abb. 2-2)




Abb. 2-1



Abb. 2-2


Betätigen Sie zur Auswahl des Aufnahmegeräts die Taste „**Corneal Analyser**“, wählen das CA-200F als Gerät aus und betätigen „**Ok**“, um das Fenster zu schließen und die Änderung zu speichern. Drücken Sie auf „**Abbrechen**“, wenn Sie das Fenster ohne die Übernahme von Änderungen wieder verlassen wollen.

3. FEHLERBEHEBUNG


Störung	Lösung
Keine Kommunikation mit dem PC (Kann beim Suchen in der Patientenliste oder Senden von Daten an den PC geschehen)	Prüfen, Sie dass das Netzwerk wie im „CA-Series Installation Manual“ beschrieben installiert ist Prüfen Sie, dass der PC eingeschaltet und die Wifi- oder LAN-Verbindung aktiv ist Prüfen Sie, dass die IP-Adresse für die Verbindung mit dem PC korrekt ist
Der Kalibrationstest ist fehlgeschlagen	Wiederholen Sie die Messung und wenden sich an den TOPCON-Kundendienst, falls das Gerät neukalibriert werden muss
Die Standardabweichung nach einer Aufnahmesitzung ist höher als 0,12 D	Wiederholen Sie die Messung
Das Display des CA-200F bleibt dunkel	Prüfen Sie, dass das CA-200F eingeschaltet ist Prüfen Sie, dass das Stromkabel korrekt angeschlossen ist

4. REFERENZEN

Standardzubehör:



Optionales Zubehör:



5. TECHNISCHE DATEN

Technische Eigenschaften

KERATOSKOPISCHER KONUS	24 gleichmäßig auf einer 43D-Kugel verteilte Ringe
ANALYSIERTE PUNKTE	über 100.000
MESSPUNKTE	über 10.000
HORNHAUTBEREICH	0,3mm (Minstdurchmesser auf einer 43D-Kugel) bis 10,5mm an einem Normalen Auge
BEREICH DIOPTRISCHER STÄRKE	1D bis über 120D
AUFLÖSUNG	+/- 0,01D, 1 Mikron
PRÄZISION	Axiale Krümmung $\pm 0,03\text{mm}$, altimetrische Daten $\pm 2\mu\text{m}$ bei 4mm
FOKUSSIERSYSTEM	Autofokus mit automatischer Aufnahmeauslösung
PUPILLOMETRIE	Nicht integriert
FLUORESCENZ	Nicht integriert
AUSGANGS-PORTS	USB, LAN

Umgebungsbedingungen:

Im Betrieb:

Temperatur	10-40°C
Relative Luftfeuchte	30-75% (ohne Kondensierung)
Luftdruck	700-1060 hPa

Lagerung:

Temperatur	10-40°C
Relative Luftfeuchte	30-75% (ohne Kondensierung)
Luftdruck	700-1060 hPa

Elektrische Anschlussdaten:

Stromversorgung	AC 100-240V 47-63 Hz
Stromverbrauch	3,2A

Mechanische Eigenschaften:

CA-200F	H: 320mm	B: 455mm	L: 250mm	Gewicht: 6,8 kg
CA100/200 chinrest	H: 70mm	B: 257mm	L: 180mm	Gewicht: 0,8 kg
CA100/200 baseplate	H: 75mm	B: 145mm	L: 253mm	Gewicht: 1,9 kg

Anforderungen an den externen Computer:

Betriebssystem	WINDOWS XP
Prozessor	Pentium III oder später
RAM	256MB (Mindestens)
Anschlüsse	WiFi oder LAN
Softwareschutz	USB-Schlüssel

Interne Computerbedingungen:

Betriebssystem	Windows XP Embedded
Prozessor	Pentium M 1GHz
RAM	512 Mbytes
Anschlüsse	Eingebautes Wifi und LAN
Softwareschutz	Eingebaut

6. WARTUNG

Reinigung und Wartung des Geräts

Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts nicht mit aggressiven Mitteln wie Benzin oder Äther, da dies zu Farbveränderungen und Oberflächenbeschädigungen am Material führen könnte.

Ist das Instrument schmutzig, reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Sollten sich dauerhafte Verschmutzungen an der Placido-Scheibe ergeben, wenden Sie für deren Austausch an den Topcon-Kundendienst.

Reinigen Sie die Halterungen, die in Kontakt mit der Stirn oder dem Kinn der Patienten kommen, mit neutralem Seifenwasser, bevor Sie mit dem nächsten Patienten weiterarbeiten.

Kalibrationstest

Das Gerät muss nach jedem Umstellen an einen anderen Platz oder nach Stößen und starken Temperaturänderungen unbedingt immer auf das Weiterbestehen seiner korrekten Kalibrierung geprüft werden.

Setzen Sie das Kalbriertestelement (Abb. 6-1Abb. 6-1) in das dafür vorgesehene Loch in der Kinnstütze ein. Prüfen Sie, dass das Element korrekt auf das Instrument ausgerichtet ist. Ist das Element richtig ausgerichtet, sollten Sie alle Ringe der Placido-Scheibe genau zentriert auf der Oberfläche der Halbkugel widergespiegelt sehen können (Abb. 6-2).






Abb. 6-1



Korrekte Ausrichtung



Falsche Ausrichtung

Abb. 6-2

Gehen Sie im CA-200F-Programm auf „**Einstellungen**“ und aktivieren dort die Funktion „**Überprüfung der Kalibrierung**“ (Abb. 6-3).




Abb. 6-3

Folgen Sie den unten im Fenster erscheinenden Anweisungen, und machen acht Aufnahmen mit einem Radius von 8 mm.

Ist die Kalibrierung korrekt, erscheint die Meldung „Überprüfung Kalibr.: POSITIVE“. Fiel der Test negativ aus, wiederholen Sie ihn. Fällt der Test dreimal hintereinander negativ aus, wenden Sie sich zur Neukalibrierung des Geräts bitte an den Kundendienst.

Um den Kalibrationstest zu unterbrechen und zum Aufnahmeumfeld zurückzukehren, drücken Sie auf die Taste „**Schließen**“.